

Intersorb Plus 5L Absorbues i CO2



Intersorb Plus 5L Absorbues i CO2

Vlerësim: Asnjë vlerësim

Price
45,00 €

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [Intersurgical](#)

Description

Intersorb Plus është një absorbues dioksid karboni me gëlqere sode të përbërë nga fije të shkurtra poroze me diametër 3mm.

Intersorb Plus është krejtësisht i përshtatshëm si një absorbues CO2 për përdorim mjekësor brenda anestezisë, me të cilën ajo ka një histori të gjatë në mbarë botën e përdorimit.

Vlerësimet

Nuk ka vlerësime për këtë produkt.