

## Iodoform gauze 5%,5mx20mm



Izoformi i veshjes për trajtimin e vrimave post-nxjerrëse

Vlerësim: Asnjë vlerësim

**Price**  
24,00 €

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [PD](#)

Description

Vetitë

Iodoform Gauze është një analgjezik i butë që vepron si një agjent antiseptik. Kur reagon me sekrecionet e plagëve dhe acidet yndyrore, iodoformi liron jodin për të gjeneruar, në kombinimin me substanca proteinike, një gjermicid aktiv.

#### Indikacionet

- > parandalimi i infeksioneve periodontale
- > dezinfektimi pas nxjerrjes së veshjes
- > dezinfektimi i kaviteteve maxillare

#### Udhëzimet për përdorim

Pritini gjatësinë e nevojshme të garës për të përshtatur prizën e nxjerrjes dhe paktoni butësisht në zgavrën që do të trajtohet. Garzë është jo-resorbuese dhe mund të mbetet in situ për 2 deri në 8 ditë para heqjes në fund të trajtimit.

#### Ruajtja

Ruani në temperaturë dhome në mes 15°C dhe 25°C, të mbrojtur nga drita e drejtpërdrejtë.

#### Paketimi

- > 5% forma Iodoform > 10% forma Iodoform

#### Vlerësimet

Nuk ka vlerësime për këtë produkt.