

MultiCare In - Multiparameter



Multicare In - Multimetër

Vlerësim: Asnjë vlerësim

Price
35,00 €

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [BSL Diagnostic](#)

Description

MultiCare në © është një multiparametër i ndihmës diagnostike me aspirator kapilar për përcaktimin e paramenterëve vijues:

glukozë

kolesterol

triglyceride

MultiCare IN është zhvilluar për të ekzekutuar disa vendosmëri nga gjurmët e gishtave thjesht duke ndryshuar rripin.

MultiCare IN është një sistem i ri i dedikuar për monitorimin e glukozës, kolesterolit dhe triglicerideve në gjakun e plotë.

Sistemi multiCare IN përdor dy teknologji të ndryshme:

AMPEROMETRIC me multiCare IN glukozë Elektroda shiritash

REFLECTOMETRIC me multiCare IN kolesterolit dhe triglicerideve shirita

Lehtë për t'u përdorur me futje të jashtme të të dhënave

Ekran i gjerë

Kapaciteti i memorjes 500 rezultate testimi

Tregues i nivelit mesatar të glukozës në 7, 14, 21, 28 ditëve të fundit

Pastrim i lehtë i pjesës optike nga hapja e poshtëme e mbuluar

Transferimi i të Dhënave në PC

Vlerësimet

Nuk ka vlerësime për këtë produkt.