

R1 shock-proof® Sphygmomanometer



Pajisjes për matjen e tensionit të gjakut. Karakteristikat e produktit:

Vlerësim: Asnjë vlerësim

Price
70,00 €

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [Riester](#)

Description

- I shpejt, ergonomik për shkak të dizajnit të llambës optimale të integruar.
- Hapja jo rezistente e valvules për çlirimin e ajrit siguron funksionim të saktë dhe të rehatshëm.
- 5 vjet garancion sa i përket kalibrimit.
- Të ndjeshëm në rënie nga një lartësi prej 120cm. Janë të ndjeshëm ndaj goditjes dhe saktësia e matjes mund të dëmtohet nëse pajisja

juaj ka pësuar ndonjë goditje, kështu që nuk mund ta përdorni më.

- Baza e valvules dhe kanali i ajrit me valvul posedojnë metal
- Shtresë ABS dy komponentësh.
- Lidhje me tub metalik në pjesën e sipërme të shtresës së jashtme për shkëmbim të shpejt dhe ergonomik.
- Toleranca maksimale e gabimit është +/-2 mmHg.
- Përzgjedhje e gjerë e versioneve të ndryshme
- Përfshinë qesë të zingjirit me Vinyl.
- Peshë 173 gram.
- Seti përmban manshetë për të rritur fëmijë dhe krah të fortë.

Vlerësimet

Nuk ka vlerësime për këtë produkt.