

Tensiometër M6 Comfort - Omron



OMRON M6 Comfort vjen me teknologjinë Intelli Wrap Cuff, e cila mbështet 360 gradë saktësi, duke mundësuar rezultate të sakta në çdo pozicion rreth krahut të sipërm¹.

Vlerësim: Asnjë vlerësim

Price

65,00 €

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [Omron](#)

Description

Përshkrim i produktit:

Parandalimi i goditjes - Ndhmon për të zbuluar rrezikun e goditjes në tru¹. Klinikisht e vërtetuar

Teknologjia Intellisense - matje pa ndjenja të pakëndshme të presionit
Intelli Wrap Cuff Technology - 360 saktësi. Rezultatet e sakta në çdo pozicion rreth krahut të sipërm2
Indikator i nivelit të presionit të gjakut - Tregon nëse rezultati është mbi nivelin e rekomanduar
Udhëzues i mbështjelljes së përkulës - Mbështet matjen e saktë
Zbulimi i parregullsive të zemrës
Funksioni mesatar - Llogarit mesataren e vlerave më të fundit
Funksioni mesatar i mëngjesit - Llogarit mesataren deri në tre matje të marra brenda 10 minutave nga matja e parë e mëngjesit (4: 00-11:59)
Funksioni mesatar i mbrëmjes - Llogarit mesataren deri në tre matje të marra brenda 10 minutave nga matja e parë e mbrëmjes (19: 00- 1:59)
Funksioni i avancuar i mesatarizimit - Mesatarja javore në mëngjes dhe në mbrëmje
Zbulimi i Lëvizjes së Trupit
Morning Hypertension Tracker - Tregon nëse mesatarja e mëngjesit është mbi nivelin e rekomanduar
Kapaciteti i kujtesës - 2 x 100
Qese ruajtëse përfshihen
Lexo më shumë

Kutia përmban:

Monitor, krahun e dorës, manualin e udhëzimeve, kutinë e ruajtjes, setin e baterisë, kalimin e presionit të gjakut

Accessories:

Intelli Wrap Cuff (Modeli: HEM-FL31)

Adaptori S-9515336-9 Përshtatës UK-9983666-5

[Manuali i përdorimit PDF](#)

Vlerësimet

Nuk ka vlerësime për këtë produkt.